

月経痛緩和デバイス

D Y S M E N R E L I E F

セラフィナ F



管理医療機器認証取得済み



購入はこちらから



製造販売元：富士メディカルサービス

月経痛緩和デバイス セラフィナ F

この製品は、薬を使用せずに**TENS**という経皮的電気刺激を使用して、生理痛を緩和する機器です。

痛みがある部位や、痛みの信号を中枢に伝える知覚神経に電極を貼り、痛みを感じない程度の電流を流すことで筋肉が緩み、鎮痛効果を得られます。



TENSのメリット

TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) は神経疼痛管理のために使用される医療機器です。その主な利点は以下の通りです：

1. 痛みの軽減: TENSは電気刺激を用いて神経に働きかけ、痛みを軽減させる効果があります。これは急性または慢性の痛みに対して効果的であり、痛みの症状を和らげることができます。
2. 薬物依存の削減: TENSは薬物療法に代替手段として使用でき、痛みのために薬物に頼る頻度が減少します。これにより、薬物の副作用や依存症のリスクを軽減できます。
3. 安全性: TENSは一般的に安全で、副作用が少ないとされています。適切に使用すれば、ほとんどの人に適しています。
4. 自己管理: TENSデバイスは家庭で使え、自己管理が可能です。医師の指導の下で正しく使うことができ、痛み管理を日常的に行うことができます。
5. 慢性痛への効果: 慢性痛症状の管理においても一定の効果があるとされています。

簡単な 3 ステップ



粘着電極シートをプラスチックシートから剥がし、患部へシートを装着させます。



0~5のモードボタンを選択します。



電気刺激により興奮する神経を刺激し、鎮痛性の神経伝達物質を放出し、痛みを軽減することができます。



月経痛緩和デバイス
セラフィナF

VS



鎮痛薬や処方薬

 薬が含まれていません。	 化学品が含まれています。 服用後、乗物又は機械類の運転操作を出来ません。 (眠気等があらわれることがあります。)
 使用を開始してから効果が得られるまで時間はかかりません。 また、小型なので使う場所を問いません。	 服用してから効果が得られるまで時間がかかり、長期の服薬は出来ません
 副作用の心配がありません。	 アレルギー症状、吐き気・嘔吐、下痢、目のかすみ息苦しさ、スティーブンス・ジョンソン症候...副作用の恐れがあります。
 充電可能、1年間保証	 定期購入や通院する必要があります。

製品の仕様

販売名	月経痛緩和デバイス セラフィナF
類別	器12 理学診療用器具
一般的名称	低周波治療器(35372000)
医療機器分類	管理医療機器
販売商品コード	WF-01
医療機器認証番号	〇〇〇〇〇
本体の寸法	縦650×横350×幅10 [mm]
本体の重量	17g [電池含む]
原材料	本体：プラスチック、一般電気部品 粘着電極シート：シリコーン
パルス幅	100 μ s~330 μ s自動変調

FUJI MEDICAL
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

FUJI MEDICAL
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

〒123-0863

東京都足立区谷在家1-19-7

TEL : 03-5856-8047

FAX : 03-5856-8048

販売業者：